

STYLAGE®

すべてのタイプのしわに

自然な 仕上がり



- S** 眉間のしわ
- M XL** こめかみ
- S** 目じりのしわ
- S** 目の下のクマ
- M** 鼻
- XL XXL** 頬骨および頬
- M** 耳たぶ
- M L** ほうれい線
- M** 頬のしわ
- Special Lips** 口周囲のしわ
- Special Lips** 唇のボリューム増大と輪郭形成
- S HYDRO max** 口交連
- XL XXL** 顔の輪郭
- M L** マリオネットライン
- L XL** あごのモデリング
- HYDRO HYDRO max** 首
- HYDRO HYDRO max** デコルテ
- L HYDRO max** 手背の若返り

	組成	濃度	包装	針	適応	注入の深さ	持続期間
S Lidocaïne	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール 0.3%リドカイン入り有り	16 mg/g	2 x 0,8 ml	30 G ^{1/2}	小じわ~ 中度のしわ 口唇	表皮から 真皮中層部	9か月
M Lidocaïne	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール 0.3%リドカイン入り有り	20 mg/g	2 x 1 ml	30 G ^{1/2}	中度から深い しわ	真皮中層部から 深層部	12か月
L Lidocaïne	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール 0.3%リドカイン入り有り	24 mg/g	2 x 1 ml	27 G ^{1/2}	深いしわ~ 非常に深いしわ	真皮深層部	12か月
XL Lidocaïne	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール 0.3%リドカイン入り有り	26 mg/g	2 x 1 ml	27 G ^{1/2} 23 G ^{1/4}	顔のボリューム 回復	真皮深層部 または皮下 (SQ)	12か月 および+
XXL	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール	21 mg/g	1 x 2,2 ml 2 x 1 ml	21 G ^{1/2} 21 G60 27 G ^{1/2} 25 G40	大幅な ボリューム回復	皮下 (SQ)	12か月 および+
Special Lips Lidocaïne	ヒアルロン酸 IPN-Like + マンニトール 0.3%リドカイン入り有り	18,5 mg/g	1 x 1 ml	30 G ^{1/2}	口唇	口唇粘膜の 中または周囲	6 - 9か月
HYDRO	非架橋ヒアルロン酸 + マンニトール	14 mg/g	1 x 1 ml	30 G ^{1/2}	メソセラピー	表皮	-----
HYDRO max	ヒアルロン酸 IPN-Like + ソルビトール	12,5 mg/g	1 x 1 ml	30 G ^{1/8} 30 G ^{1/2}	メソセラピー	- 表皮 ナパージュ - PPP; 真皮 深層部	2 - 4か月

日の当たる場所を避け、2℃から25℃で保管。冷凍しないこと。

品質 / 純度： エンドトキシン含有量 < 0,5 EU/シリンジ - タンパク質含有量 < 20 ppm -

オーバークイル法オートクレーブ滅菌処理による滅菌 - pH 6,7-7,8 -

Isoosmolars: 290 - 350 mOsm - BDDE < 1ppm